

Dienstleistungsprofil: Etikettierung



Produktionskapazität

Etikettiermaschine für selbstklebende Etiketten

Standort:	Kontrollierter Bereich
Leistung:	ca. 6.000 Ampullen pro Stunde
Chargengrößen:	100 – 100.000 Ampullen
Jahresleistung:	2 Mio. Ampullen
Ampullengröße:	Standard 1 ml und 2 ml Ampullen

Beispielhafter Prozessablauf

1. Ampullen aus Trays in Einlaufschacht füllen
2. Inline-Druck der Etiketten
3. Aufbringen der Etiketten
4. Barcode-Kontrolle
5. Magazinieren
6. Dokumentation

Unser Qualitätsstandard

- ✓ mehr als 35 Jahre Erfahrung mit Selbstklebe-Etikettierung
- ✓ GMP-konforme Produktion
 - qualifizierte Geräte und Räume
 - validierte Prozesse
 - Dokumentationswesen
- ✓ schnelle und flexible Umsetzung individueller Kundenwünsche
- ✓ auch Kleinstchargen
- ✓ individuelle Betreuung
- ✓ als Einzeldienstleistung oder auch in Kombination mit Ampullierung, manueller Verpackung, Potenzierung/Bulkherstellung und visueller Kontrolle möglich

Helixor – Ihre Qualitätsetikettierung nach Wunsch und Maß!

Kontaktdaten

Telefon: +49 7428 935-200, E-Mail: gmpfertigung@helixor.de